

O ÚNICO DISPOSITIVO POCT MULTI-METODOLOGIAS E COM O MAIOR PORTFÓLIO DO MERCADO.



Registro Anvisa/MS nº 80583710007



Dupla análise com auxílio de IA;



Resultados em minutos;



Portátil, rápido e humanizado;



Conexão com wifi e dados em nuvem;



SIMPLES, RÁPIDO E CONFIÁVEL

O Hilab Flow tem fácil utilização e interpretação dos resultados, além do controle de qualidade realizado através de uma plataforma tecnológica exclusiva.

- Bateria com autonomia de **4 horas**.
- Calibração automática em **1 minuto** feita diariamente.

METODOLOGIAS

■ Imunocromatografia

■ Fluorescência

■ Colorimetria

Exames Quantitativos	Analito	Limite mínimo de detecção	Limite máximo de detecção	Registro Anvisa/MS
■ b-HCG	b-HCG	10 mUI/mL	1500 mUI/mL	80583710049
■ Ferritina	Ferritina	10 ng/mL	350 ng/mL	80583710029
■ Função Renal	Creatinina	0,6 mg/dL	4 mg/dL	80583710024
	Ureia	10 mg/dL	100 mg/dL	
■ Hemoglobina Glicada (FIA)	HbA1c	4,00%	14,5%	80583710044
	Colesterol	100 mg/dL	400 mg/dL	
■ Perfil Lipídico	HDL	20 mg/dL	100 mg/dL	80583710051
	Triglicerídeos	100 mg/dL	400 mg/dL	
■ Proteína C Reativa	PCR	5 mg/L	200 mg/L	80583710045
■ TSH	TSH	4,5 µUI/mL	10 µUI/mL	80583710014
■ T4 Livre (FIA)	T4 Livre	0,3 ng/dL	4,0 ng/dL	80583710040
■ Vitamina D	Vitamina D	10 ng/mL	70 ng/mL	80583710050

Exames Qualitativos	Analito	CutOff (reagente/não reagente)	Registro Anvisa/MS
■ Dengue NS1	Dengue NS1	-	80583710039
■ Influenza A e B	Influenza A e B	-	80583710027
■ Marcadores Cardíacos	CK-MB	5 ng/mL	80583710028
	Mioglobina	50 ng/mL	
	Troponina I	0,5 ng/mL	
■ Procalcitonina	Procalcitonina	1 ng/mL	80583710034
■ PSA	PSA	4,0 ng/mL	80583710025
■ Zika IgG e IgM	Zika IgG e IgM	-	80583710031

Cápsula




¹ Solução reagente disponível de acordo com a necessidade de cada exame, podendo não conter a solução na tampa. Verifique as informações detalhadas sobre a realização de cada exame na Instrução de uso.

² O tipo de amostra utilizado depende do exame realizado.


³ O tempo pode variar de acordo com o exame e metodologia.

Passo a passo simplificado do exame*


CONFIRA E SEPRE O MATERIAL DO KIT




PREPARE A COLETA




PUNCIONE O DEDO




COLETE O SANGUE



DISPENSE O SANGUE E/OU SOLUÇÃO NA CÁPSULA



REALIZE A LEITURA NO DISPOSITIVO



*Apenas para fins de demonstração. As instruções completas e descrição das diferentes apresentações estão disponíveis nas Instruções de Uso.

Cenários de aplicação



Hospitais



Clínicas e consultórios



Urgência e emergência



Laboratórios



Regiões remotas



Clínicas pediátricas