

Tempo de realização dos exames Hilab

Exame	Tempo de reação*	Tempo total**
Anti-HBs	15 minutos	Até 30 minutos
Anti-HCV	10 minutos	Até 20 minutos
Beta hCG (Gravidez)	5 minutos	Até 15 minutos
Coronavírus IgM e IgG	15 minutos	Até 30 minutos
Coronavírus Antígeno	15 minutos	Até 30 minutos
Dengue IgM e IgG	10 minutos	Até 20 minutos
Dengue NS1	15 minutos	Até 30 minutos
Função Renal	5 minutos	Até 15 minutos
Glicemia	1 minuto	Até 10 minutos
HBsAg (Hepatite B)	15 minutos	Até 30 minutos
Hemoglobina Glicada	5 minutos	Até 15 minutos
HIV	15 minutos	Até 30 minutos
Influenza A e B	15 minutos	Até 30 minutos
PSA	15 minutos	Até 30 minutos
Perfil Lipídico	5 minutos	Até 15 minutos
Sífilis	5 minutos	Até 15 minutos
TSH (Hipotireoidismo)	10 minutos	Até 20 minutos
Vitamina D	15 minutos	Até 30 minutos
Zika IgM e IgG	15 minutos	Até 30 minutos

***Tempo de Reação:** é o tempo necessário para estabilizar a reação - esse processo tem início no momento em que a cápsula é inserida no leitor Hilab.

****Tempo Total:** é o tempo necessário para a execução de todas as etapas do exame, considerando:

- O cadastro do paciente;
- A coleta da amostra, sua dispensação na tira teste e a inserção da cápsula no leitor;
- O tempo de envio das informações via internet até o laboratório Hilab;
- A avaliação do resultado e emissão do laudo por um profissional de saúde Hilab;
- E o recebimento do laudo pelo paciente.